


Saisie d'un mouvement analytique -TCR

Lorsqu'une écriture provient d'un autre applicatif d'EIG et que vous ne pouvez pas comptabiliser de nouveaux de nouveaux, vous devez effectuer une saisie analytique.

Pour cela, il est **obligatoire** de paramétrer le code journal "MS : Mouvements statiques" avec un code de saisie identique. Le code de saisie sera de type "application"

Attention : Vous ne pourrez pas codifier le type de journal.

En effet, c'est le logiciel qui renseignera le mode application lors de la première saisie.



The screenshot shows a software interface with a tree view on the left containing two items labeled 'MS Mouvements stat'. The main area is a dialog box titled 'Assistant de modification d'un code de saisie'. Inside the dialog, there are four fields: 'Code de saisie' with the value 'MS', 'Libellé' with the value 'Mouvements stat', 'Type de journal' with a dropdown menu showing 'Application', and 'Masque de saisie' with a dropdown menu showing 'Bordereau standard'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Suivant >>' and 'Annuler' (with a red X icon).

Saisie Analytique

La saisie s'effectue à partir de la "Gestion de la comptabilité : Saisie Analytique". vous renseignez le mois et le traitement analytique concerné. Puis



Vous souhaitez transférer les 2500 € de paie qui se sont comptabilisé en stat 9998 (statistique d'attente) dans le bon code analytique

Mois de saisie :		Traitement analytique :			
Février 2023		0001			
COMPTABILITE ANALYTIQUE					
Jo	Compte	Code	Débit	Crédit	Libellé
28	6411100000	0001	2 500,00		Régularisation Paie Février Mr Analytique
28	6411100000	9998		2 500,00	Régularisation Paie Février Mr Analytique

Vous débitez le code 0001 du compte 6411100000 par le crédit du code 9998 du même compte.