Installation

- Installation de la mise à jour

Installation de la mise à jour

1. **Avant de lancer la mise à jour.**
   - Assurez-vous que le compactage des bases a été effectué récemment.
   - Assurez-vous qu’aucun utilisateur ne travaille sur les logiciels EIG.
   - Assurez-vous d’avoir une sauvegarde fiable de votre base de données.
2. **Installation**

   Si la mise à jour est livrée sur CD-ROM, la procédure d’installation doit se lancer automatiquement.

   Si elle ne se lance pas ou si vous avez récupéré la mise à jour sur internet, lancez l’explorateur et sur le CD-ROM ou dans votre répertoire de réception cliquez sur **2109001_MAJ.exe**.